




# Important!

**Contextul actual nu scutește participanții la proiectul de serializare de scanarea medicamentelor. Legile aplicabile sunt încă în vigoare iar clienții dumneavoastră risca aceleași sancțiuni ca și până acum!**

# AGENDA



ALERTE SI CONFIGURARI DE SCANNER

MASS HANDLING OF CERTIFICATES

DISTRIB. TRANZACTIIOR PE VERSIUNILE DE INTERFATA

ACTUALIZAREA DATELOR + SESIUNE Q&A

# Alerte

- OSMR anunță că în săptămâna 45 (02 – 08 noiembrie) s-a reușit scăderea procentului de alerte din total tranzacții la nivelul de 0,05%.
- Aceasta este cifra convenită la nivel european pentru ca sistemul de verificare a medicamentelor să fie considerat ca deplin funcțional și matur.

Va rugam sa reveniti de fiecare data asupra emailurilor primite de la OSMR referitoare la alertele generate cu raspunsurile si informatiile solicitate!

# Configurari Scanner

Subiecte importante referitoare la implementarile software deficitare si care genereaza alerte.

Va rugam sa ne informati in cazul in care observati incoerente in modul de codificare Identificatori Unici pentru a putea informa EMVO.

(Am primit o singura sesizare legata de codificarea incorecta a unui pachet de medicamente)

Incercam sa identificam problemele sistemului si in felul acesta sa scadem numarul de alerte false din SNVM.

<https://osmr.ro/en/2020/02/24/informatii-despre-problemele-de-configurare-ale-scaner-ului-si-software-ului/>

# Tool Testare Scannere

**SCANNER TESTING TOOL**

Fanny Trenteseaux

# Tool Testare Scannere

Aplicație WEB menita sa valideze configurația unui Scanner.

- Disponibil un set de 5 teste de verificare a scannerului in modul Keyboard Wedge (scanare -> text)

## Avantaje

- Fără costuri de dezvoltare și de întreținere pentru Utilizatorii Finali
- Versiune in limba romana/engleza
- Posibilitatea de a imprima toate testele, de a nu scana de pe ecran
- Documentație pusa la dispoziție Utilizatorilor Finali

# Tool Testare Scannere

- **Testul 1:** Verifica daca scannerul este configurat sa respecte Caps Lock, sa citească coduri de bare mixte si sa poată interpreta corect sufixele si sfârșiturile de linie [ASCII Chr(13)]
- **Testul 2:** Verifica daca viteza de citire a scannerului este optima
- **Testul 3:** Verifica daca scannerul dumneavoastră citește separatoarele de grupuri GS1 [ASCII Chr(29)]
- **Testul 4:** Verifica daca scannerul poate interpreta un cod de bare inversat
- **Testul 5:** Verifica daca scannerul poate citi toate caracterele speciale permise de standardul GS1 AI encodable character set 82

# Exemplu Test executat cu succes

## 1a) Mixed Case Test - Requires Caps Lock Off



## 1a) Mixed Case Test - Requires Caps Lock Off



MixedCASE



### Test Result

Expecting MixedCASE

Received MixedCASE



**Test Passed Successfully**

Restart All Tests

Proceed To Next Test

# Exemplu Test nereusit

## 1a) Mixed Case Test - Requires Caps Lock Off



In acest exemplu, scannerul nu respecta configurarea de Caps Lock, testul fiind nereusit din aceasta cauza.


## 1a) Mixed Case Test - Requires Caps Lock Off



| Test Result                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Expecting                                                                                                                                                                                                                                 | MixedCASE |
| Received                                                                                                                                                                                                                                  | MiXEDcASE |
| <div><b>Test Failed</b><br/>Please contact your barcode scanner provider to program the scanner to ensure 'Override Caps Lock Key' is enabled.</div> |           |

Restart All Tests

# AGENDA



ALERTE SI CONFIGURARI DE SCANNER

MASS HANDLING OF CERTIFICATES

DISTRIB. TRANZACTIILOR PE VERSIUNILE DE INTERFATA

ACTUALIZAREA DATELOR + SESIUNE Q&A

# “Mass Handling of certificates”

- Certificatele expira la 2 ani
- Pentru organizatiile cu multi utilizatori, daca expira multe in aceeași perioada, este dificil pentru Admin care trebuie sa regenereze one by one si apoi fiecare cont sa astepte mail cu parola pentru descarcare certificat;

<https://sws-nmvs.eu/portal/documentation> (implementation guideline pagina 62)

Drept urmare, s-a implementat aceasta functionalitate, disponibila atat in mediu IQE cat si in PROD:


1. Permite Admin-ului sa reinnoiasca certificatele bulk pentru userii proprii
2. Pune la dispozitie un nou WS, prin care noul certificat se va putea descarca folosind ca input vechiul certificat (se va putea face o automatizare; nu mai intri dupa TAN la fiecare user, implementezi in aplicatie sa trimita un call si sa isi descarce singura noul certificat)

# “Mass Handling of certificates”

- A reusit cineva sa foloseasca functionalitatea Mass Handling of Certificates ?



# AGENDA



ALERTE SI CONFIGURARI DE SCANNER

MASS HANDLING OF CERTIFICATES

DISTRIB. TRANZACTIIOR PE VERSIUNILE DE INTERFATA


ACTUALIZAREA DATELOR + SESIUNE Q&A

Sum of COUNT(\*)


INTERFACE\_VERSION ▾

■ 2 ■ 3 ■ 4

## Distribuirea tranzactiilor pe versiunile de interfata in perioada : 1/08-22/11 2020



# AGENDA



ALERTE SI CONFIGURARI DE SCANNER

MASS HANDLING OF CERTIFICATES

DISTRIB. TRANZACTIIOR PE VERSIUNILE DE INTERFATA

ACTUALIZAREA DATELOR + SESIUNE Q&A

# Actualizarea datelor din SNVM

- Au fost observate mai multe cazuri de neconformitate a datelor clienților dumneavoastră (adrese de email care nu mai sunt valide, numere de telefon ale unor persoane care nu mai lucrează în organizația respectivă, nume de conturi care nu respecta standardul)
- **Pentru a putea combate aceste probleme, OSMR solicita ajutorul Furnizorilor de Servicii Software în actualizarea datelor clienților din conturile OSMR/SNVM**

# Actualizarea datelor din SNVM

## Tipuri de date care trebuie actualizate:

- ADMIN cont
- Reprezentant legal
- Adrese Sediul/LUF
- Autorizații(suspendate/anulate/expirate)
- Rapoarte testere IQE
- Licențe GS1(actualizare anuala)

# Sesiune întrebări

