




AGENDA



Probleme Scanner

Avem, in continuare, un numar semnificativ de alerte tehnice, cauzate de configurarea necorespunzatoare a scannerelor.

Ex:


- *Un Utilizator Final nu a tinut cont de tasta Caps Lock iar aceasta greșeală a generat in SNVM un număr extrem de mare de alerte (de ordinul miilor).*

Va rugăm să vă asigurați ca scanerele sunt configurate corect!

Pentru informații privind setarea scannerului într-o locație UF puteți consulta documentele puse la dispoziție pe site-ul OSMR la adresa de mai jos sau in portalul SWS in documentul Implementation Guideline NMVS CORE-2.00.

- <https://osmr.ro/wp-content/uploads/2020/02/Scanner-and-Software-Configuration-Issues-v-1.01.pdf>

AGENDA




Utilizarea versiunii V5 a interfetei cu SNVM

Având în vedere caracterul dinamic al versiunilor Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM), menite să îmbunătățească performanța generală a sistemului, nevoia de a actualiza interfețele folosite de Utilizatorii Finali (UF) pentru a se conecta la SNVM vine ca o consecință logică.


Versiunea V4 a interfetei cu SNVM va fi deconectata în momentul în care va fi instalata versiune SNVM CORE 5.0 (a doua jumătate a anului 2024)

Solicităm pe această cale tuturor dezvoltatorilor software să migreze cât mai curând la versiunea de interfață V5, folosind documentația pusă la dispoziție de dezvoltatorul Arvato în portalul: <https://www.sws-nmvs.eu>.



Utilizarea versiunii V5 in Arvato Group

V5/V4 Pharmacy Interface across ARV CG – end of August 2023



Utilizarea versiunii V5 a interfetei cu SNVM


Interfata V5 va introduce alaturi de optimizari tehnice Back End si rafinarea fluxurilor de eroare din procesele de serializare destinate farmaciilor:

Coduri optimizate eroare relevante :

NMVS_NC_PCK_32 - Re-setting of the property via double scan is registered

Dubla decomisionare: cineva a scanat un pachet de două ori în câteva secunde. Acesta este ultimul avertisment înainte de declanșarea unei alerte de nivel 5.

AGENDA




Noua versiune 3.0 SNVM

Noile versiuni SNVM Core 3.0 si Reporting 3.0 au fost instalate in mediul de test IQE in data de 01.09.2023 si urmeaza sa fie instate in mediul Prod pe data de 25.09.2023 :

Modificari in SNVM 3.0

- 1.Imbunătățirea securității sistemului prin refactorizarea anumitor componente in vederea actualizării protocoalelor de securitate pentru a combate vulnerabilitățile nou descoperite.
- 2.Imbunatatirea trasabilității tranzacțiilor SNVM prin adăugarea detaliilor certificatelor folosite in semnătura tranzacției
- 3.Particularizarea alertelor pentru pachetele provenite din Marea Britanie (in urma Brexit) atât pentru o identificare mai precisă cât si pentru eliminarea posibilității de alerte false.
- 4.Adaugarea de informații noi pentru alerte (se adauga in raspunsul tranzactiei si piața care a inițiat tranzacția)
- 5.Adaugarea de noi rapoarte pentru Autoritati

AGENDA




Ghid tranzactii SNVM

Pentru o înțelegere mai buna din punct de vedere funcțional, OSMR a creat si pus la dispoziție un ghid non-tehnic destinat utilizatorilor finali (Distribuitori) cu privire la cele mai importante tranzacții SNVM

Acesta poate fi găsit si descărcat de la următoarea adresa: [Ghidul de Tranzactii in SNVM pentru Distribuitori - OSMR](#)

AGENDA



Sesiune întrebări

suport.cont.snm@osmr.ro

